

# Matraces aforados, vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduaci&ouml;n azul

Todos los matraces aforados Blaubrand&reg; se entregan con n&uacute;mero de lote y un certificado de lote incluido por paquete. Tambi&eacute;n est&eacute;n disponibles con certificado de calibraci&ouml;n individual de f&eacute;brica o DAkkS (antiguo DKD), por favor, cons&uacute;ltenos.

- DIN EN ISO 1042
- Marcado DE-M
- Marcas de anillo e inscripciones en esmalte azul de gran contraste
- Calibrados para contener (IN)
- Con tapones de PP- / PE

Est&eacute;ndar: DIN EN ISO 1042  
Color: transparente

Capacidad nominal ml	Tolerancia $\pm$ -ml	Tama&ntilde;o del esmerilado	Clase de precisi&ouml;n	Material	Material del cierre	Tipo de cierre	Conten
10	0.025	NS7/16	A	Boro 3.3	PP	Tap&ouml;n	1
20	0.06	NS12/21	A	Boro 3.3	PP	Tap&ouml;n	1

- Alternativen:  
Matraces aforados, boro 3.3, clase A, graduaci&ouml;n azul, incl. certificado individual ISO / BRAND  
Matraces aforados, vidrio de borosilicato 3.3, clase A, graduaci&ouml;n azul / BRAND