

# Agitador de matraces WA-200

Crea una acción de agitación recíproca vigorosa. Con pinzas para 8 matraces de hasta 500 ml de capacidad. Con control continuo de velocidad variable de 80 a 800 oscilaciones/min. y temporizador de 10 a 60 minutos con ajustes de apagado y marcha continua. El control electrónico de retroalimentación asegura una velocidad constante independientemente de la carga. Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.

**Material de suministro:** Agitador de matraces con 2 brazos, 8 pinzas y llave allen.

## Pedir el kit de extensión de agitación para 12 botellas o frascos por separado.

Carrera de la agitación:	1,5 mm
Velocidad:	80 ... 800 1/min
Carga máx.:	3 kg
Dimensiones (An x L x Alt):	780 x 270 x 240 mm
Peso:	8,3 kg
Temperatura ambiente admisible:	5 ... 40 °C
Potencia nominal:	50 W
Tipo de enchufe:	UE
Fuente de alimentación:	230 V · AC, 50 Hz
Grado de protección (IP):	IP 31

Tipo	Tipo de movimiento	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Pantalla	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Temperatura ambiente °C
WA-200	Recíproco	80	800	Analogico	780	270	240	5

Zubehör:  
Accesorios para Agitador de frascos WA-200 / Cole-Parmer Instrument