

Cucharas dosificadoras, aluminio

Material:	Aluminio			
Capacidad nominal ml	Longitud de la cuchara mm	Longitud total mm	Contenido ud. Embalaje	Código
42	80	135	1	9.201 113
105	113	185	1	9.201 118
140	120	210	1	9.201 121
260	145	250	1	9.201 125
340	155	265	1	9.201 126
555	185	310	1	9.201 131
675	220	350	1	9.201 135
1510	270	400	1	9.201 140
3000	300	430	1	9.201 143

Alternativen:

Cucharas dosificadoras, acero inoxidable / RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge

Cucharas de medición, HDPE / VITLAB

Cucharas de medición , PP / VITLAB