

Agitadores suspendidos DR-200

Accionamiento para utilizar con diferentes tambores de mezcla. Equipado con interruptor de encendido/apagado iluminado. Velocidad variable con control electrónico de velocidad, rango de 6 a 60 rpm, temporizador de 10 a 60 minutos con opción de apagado y posición de anulación manual. Equipado con fusible montado en el panel. Para uso con suministros monofásicos de 230 V y 50 Hz. Dimensiones totales (ancho x fondo x alto) 650 mm x 250 mm x 250 mm. Peso neto 6,4 kg. Requiere tambores accesorios para su funcionamiento. Con BioCote, protección antimicrobiana a base de plata.

Pedir los tambores mezcladores por separado.

Velocidad: 6 ... 60 1/min
Con funcionamiento continuo: Sí
Dimensiones (An x L x Alt): 650 x 250 x 250 mm
Peso: 6,4 kg
Tipo de enchufe: UE
Fuente de alimentación: 230 V, 50 Hz

Tipo	Tipo de movimiento	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Pantalla	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Co
DR-200	Giratorio	6	60	Analógico	650	250	250	Sí

Zubehör:

Tambor STR4/1 para agitadores suspendidos DR-200 / Cole-Parmer Instrument
Tambor, frasco, STR4/2 para agitadores suspendidos DR-200 / Cole-Parmer Instrument
Tambor soporte del frasco STR4/3 para agitadores giratorios DR-200 / Cole-Parmer Instrument
Soporte de botellas STR4/4 para agitadores suspendidos DR-200 / Cole-Parmer Instrument
Gradilla-soporte STR4/5 para agitadores elevados DR-200 / Cole-Parmer Instrument