

Tubos de bureta para la bureta compacta

BLAUBRAND[®]reg: con certificado de lote.

Capacidad nominal ml	Tolerancia ±·ml	Clase de precisión	Altura mm	Color	Material	Con tiras Schellbach	Contenido ud. Embalaje
10	0,02	AS	700	incoloro	Boro 3.3	Sí	1
25	0,03	AS	705	incoloro	Boro 3.3	Sí	1
50	0,05	AS	705	incoloro	Boro 3.3	Sí	1
10	0,05	B	350	incoloro	Boro 3.3	Sí	1
25	0,08	B	410	incoloro	Boro 3.3	Sí	1
50	0,1	B	610	incoloro	Boro 3.3	Sí	1