

# [LLG] Paquete controlador de vacu;o fino VACUU-SELECT + VSP 3000, KF

Intervalo medido: 0,001 ... 1.000 mbar  
Precisi3n:  $\pm 15\%$  vom angezeigten Wert im Bereich 0,01 ... 5 mbar

Tipo	Valor medido m3n. mbar	Valor m3x. medido mbar	Temperatura ambiente m3n. admisib. °C
VACUU·SELECT + VACUU·VIEW extended, KF DN 16	0,001	1000	10