

# Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, Clase AS, incluye certificado

Todas las buretas BLAUBRAND<sup>®</sup> se suministran con el número de lote y un certificado de lote adjunto en el embalaje original.

- Blaubrand<sup>®</sup>
- DIN EN ISO 385
- Marca DE-M
- Marcas e inscripciones en esmalte azul de alto contraste
- Graduaciones anulares en las principales subdivisiones
- Franja de Schellbach
- Calibradas para entrega (TD, EX)

Tolerancia: 0,03 ± ml  
Clase de precisión: AS  
Altura: 800 mm  
Llave de paso: recto

Capacidad nominal ml	División ml	Estándar	Graduación de colores	Material	Con tiras Schellbach	Contenido ud. Embalaje	
25	0,05	DIN EN ISO 385	azul	Boro 3.3	Sí	1	6

## Alternativen:

Buretas, con llave de paso recta, DURAN<sup>®</sup>, clase AS, tapón de vidrio / Hirschmann Laborgeräte

Buretas, con llave de paso recta, vidrio de borosilicato 3.3, Clase AS, incluye certificado de calibración DAkkS / BRAND