

LLG-Botella de boca ancha, HDPE, redonda

Ideal para llenar, almacenar o transportar fácilmente líquidos, polvos y granulados.

- Con tap´n de rosca de PP
- Muy buena resistencia química
- Autoclavable
- Fondo con esquinas curvadas
- A prueba de fugas

Capacidad nominal ml	Ø mm	Ø int. cuello mm	Altura mm	Color	Material	Tipo de cierre	Material del cierre	Estéril	Autoclavable
30	34,6	21,0	59,1	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
60	39,2	21,1	81,5	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
125	50,3	28,3	94,7	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
250	60,9	32,8	127,0	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
500	72,7	44,0	164,0	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
1000	92,0	51,9	195,0	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí
2000	119,0	90,8	236,0	natural	HDPE	Tap´n de rosca	PP	No	Sí