

# Condensadores de aire sin camisa

Fabricado a partir de tubo DURAN®. Para vapores que condensan con facilidad. Con macho esmerilado NS y aro para el goteo.

Tamaño del esmerilado	Superficie de enfriamiento cm²	Material	Contenido ud. Embalaje	Código
NS14/23	300	Tubo DURAN®	1	9.012 470
NS29/32	510	Tubo DURAN®	1	9.012 471

## Zubehör:

Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann

Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender

Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender

Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences

Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences

Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt

Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas

Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath

[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg

Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences

Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig