

# Lámparas UV para armarios de seguridad SafeFAST Premium y CytoFAST

Las lámparas UV desinfectan el espacio de trabajo gracias a una irradiación de alta potencia y sin sombras con una elevada eficacia de desinfección (99,9 %).

- Alta irradiancia a una longitud de onda de 254 nm
- Posibilidad de ajuste flexible del tiempo mediante el temporizador UV del panel de control controlado por microprocesador

Para

SafeFAST Premium 209/SafeFAST Premium 212/CytoFAST Elite 209/CytoFAST Elite 212/CytoFAST Premium 209/CytoFAST Premium 212  
SafeFAST Premium 215/SafeFAST Premium 218/CytoFAST Elite 215/CytoFAST Elite 218/CytoFAST Premium 215/CytoFAST Premium 218