

Microbalances, BA

- Pantalla LCD retroiluminada
- Parabrisas interior adicional
- Función de memoria de datos
- Equipado con ionizador externo contra la carga estática
- Interfaces: RS-232C, USB-B (mini-B)

Superficie de pesaje (AnxP): \varnothing 25 mm
Dimensiones (An x L x Alt): 173 x 305 x 204 mm
Peso: 6,2 kg

Tipo	Carga mxima g	Legibilidad mg	Linealidad	Con protector contra el aire	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm
BA-6E	6,2	0,001	\pm 0,010 mg	S	173	305	204
BA-6DE	2,1/6,2	0,001 / 0,01	\pm 0,010/0,02 mg	S	173	305	204

Alternativen:

- Microbalanzas, BA-T / A&D Instruments Limited
- Balanzas semi micro, BA / A&D Instruments Limited
- Balanzas semi micro, BA-T / A&D Instruments Limited