

Adaptadores para destilación (curvas planas), junta esmerilada

Fabricado a partir de tubo DURAN®. Con manguito y tubo de salida,
ángulo 105°. Diámetro del tubo: 12 mm.

Forma: Doblado, 105°;

Manguito(s)	Longitud del tubo mm	Material	Contenido ud. Embalaje	Código
NS14/23	65	Tubo DURAN®;	1	9.012 601
NS19/26	65	Tubo DURAN®;	1	7.920 244
NS24/29	65	Tubo DURAN®;	1	6.223 118
NS29/32	65	Tubo DURAN®;	1	9.012 603
NS14/23	190	Tubo DURAN®;	1	9.012 605
NS19/26	200	Tubo DURAN®;	1	6.902 237
NS24/29	200	Tubo DURAN®;	1	6.252 199
NS29/32	200	Tubo DURAN®;	1	9.012 606

Zubehör:
Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann
Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender
Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences
Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences
Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt
Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. PÅllath
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg
Frascos de destilación Engler, DURAN®, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig