

Generadores de nitrógeno Solaris XE

Los generadores de nitrógeno de laboratorio utilizan la tecnología de membrana para satisfacer los requisitos de entrega de gas de los laboratorios que utilizan LC-MS o múltiples unidades de nitrógeno de menor caudal. Pueden funcionar con diferentes tasas de flujo y pureza.

-Sistema compacto y apilable

-Iluminación LED indicativa de color para facilitar el conocimiento del estado

Caudal máx.:	35 l/min
Pureza:	99,5 %
Presión máx.:	8 bar
Dimensiones (An x L x Alt):	343 x 650 x 156 mm
Peso:	15 kg
Fuente de alimentación:	230 V, 50/60 Hz
Garantía:	1 año

Tipo	Tipo de gas	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Tipo de energía auxiliar	Contenido ud. Embalaje
Solaris XE	nitrógeno	343	650	156	Conexión a la red eléctrica	1