

Bombas para bidones, PTFE, con manguera de descarga

- Para líquidos ultrapuros y agresivos
- Fabricadas en PTFE blanco puro y söido, lo que les confiere una excelente resistencia química a todos los medios (excepto al flúor elemental)
- Con llave de paso para evitar el escape de líquidos nocivos o peligrosos y goteos no deseados
- Las uniones roscadas para barril est´n disponibles como accesorios

Profundidad de inmersión mm	Ø tubo de inmersión mm	Caudal por golpe ml	Contenido ud. Embalaje	Código
400	32	180	1	4.665 337
600	32	270	1	7.639 613
950	32	400	1	6.255 584

Zubehör:

Conexiones roscadas para bombas para bidones de PP y PTFE / B]rkle
Accesorios para Bomba para barril, PP / B]rkle