

Pinza de mesa con tornillos articulados, aleación de aluminio, con recubrim

Para varillas de hasta 13 mm de diámetro, para bancos y encimeras de hasta 60 mm de espesor.

Material	Tipo de recubrimiento	Contenido ud. Embalaje	Cödigo
Aluminio	Con recubrimiento de polvo	1	6.801 520

Zubehör:

Nueces para bases de soporte / BOCHEM Instrumente
Varillas de soporte de acero inoxidable 18/10, sin rosca / BOCHEM Instrumente
Varillas soporte de acero galvanizado, sin rosca / BOCHEM Instrumente

Alternativen:

Placas soporte acero 18/10 / BOCHEM Instrumente
Aros soporte / BOCHEM Instrumente
Aros de soporte / Carl Friedrich Usbeck KG