

Caja con guantes Mini, PMMA

Para facilitar el manejo de pequeñas cantidades en un espacio de trabajo cerrado. Fácilmente transportable debido a su peso ligero. Paneles y panel base de vidrio acrílico, con orificios para guantes laterales con puertos Iris (uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo). Los puertos Iris pueden ser fácilmente intercambiados por puertos de guantes estándar con un diámetro de 190 mm para permitir un sellado hermético.

Peso: 5.7 kg

Tipo	Dimensiones exteriores (L x An x Alt) mm	Contenido ud. Embalaje	Código
Caja con guantes Mini	300 x 400 x 400	1	6.283 002

Alternativen:

Caja con guantes, PMMA/PE / Bohlender
Caja de guantes Air Stream, PMMA / Bohlender
Caja de guantes Pure, PMMA / Bohlender
Caja de guantes Vitrum, vidrio de borosilicato 3.3 / Bohlender
[LLG] Auto Guantera, PMMA/PE / Bohlender