

Mortero, acero inoxidable

Pida el mortero por separado.

Material:

Acero inoxidable 1.4301

Con mano de mortero:

No

| Capacidad nominal ml | Ø ext. mm | Contenido ud. Embalaje | Código |
|-------------------------|--------------|------------------------|-----------|
| 250 | 100 | 1 | 6.900 119 |
| 500 | 120 | 1 | 6.802 078 |
| 750 | 140 | 1 | 6.087 581 |
| 1000 | 160 | 1 | 6.076 504 |
| 1500 | 180 | 1 | 6.237 850 |
| 2000 | 200 | 1 | 6.802 079 |

Zubehör:

Pistilo, acero inoxidable / BOCHEM Instrumente

Alternativen:

Mortero con mano de mortero, ágata / C.Giese

Mortero de porcelana / Haldenwanger