

Viscosímetros; metros ROTAVISC Complete

Material de suministro: Viscosímetros, soporte ROTASTAND, husillos SP set-2, sensor de temperatura PT 100.8, soporte protector
Velocidad: 0,01 ... 200 1/min
Reproducibilidad: 0,2 %
Interfaces: RS 232, USB
Dimensiones (An x L x Alt): 351 x 372 x 629 mm
Peso: 7,1 kg
Tipo de enchufe: UE/UK/CH
Fuente de alimentación: 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP): IP 40

Tipo	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Viscosidad mín. mPa·s	Viscosidad máx. mPa·s	Viscosidad
ROTAVISC me-vi Complete	0,01	200	100	40000000	100 ... 40.000.0
ROTAVISC hi-vi I Complete	0,01	200	200	80000000	200 ... 80.000.0
ROTAVISC hi-vi II Complete	0,01	200	800	320000000	800 ... 320.000

Zubehör:

Soporte eléctrico HELISTAND para Viscosímetros ROTAVISC / IKA-Werke
Sensor de temperatura para ROTAVISC / IKA-Werke
Juegos de adaptadores y husillos para viscosímetros ROTAVISC / IKA-Werke
Gradilla SP para husillos ROTAVISC, acero inoxidable / IKA-Werke
Sistema de alta temperatura ROTATEMP / IKA-Werke
Baño circulador de refrigeración/calefacción CBC visc lite / IKA-Werke
[LLG] Soporte eléctrico con juego de husillos en T para viscosímetros ROTAVISC / IKA-Werke
Soporte ROTASTAND para Viscosímetros ROTAVISC / IKA-Werke