

Cabezales de dispersión Stutzer, curvados, tubo DURAN[®]

Fabricados a base de tubo DURAN[®]. Los cabezales dispersores se colocan directamente en los frascos de destilación para la separación de las gotas. Doblado con dos esmerilados macho a 75°;

Ángulo: 75°
Material: Tubo DURAN[®];

Núcleo(s) vertical(es)	Núcleo(s) oblicuo(s)	Contenido ud. Embalaje	Código
NS14/23	NS14/23	1	6.522 081
NS19/26	NS19/26	1	6.269 894
NS24/29	NS19/26	1	6.802 247
NS24/29	NS24/29	1	6.252 400
NS29/32	NS29/32	1	9.012 138

Zubehör:

Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender

Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender

Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas

Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt

Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences

Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences

Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath

Frascos de destilación Engler, DURAN[®], ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences

[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg

Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann