

# Cabezales dispersantes especiales para dispersor T50 digital

## Eje agitador de "alta velocidad" R 50

Con el eje agitador R 50, el T50 digital se convierte rápidamente en un agitador de alta velocidad. Se proporciona una potencia de 700 W y 10000 rpm para mezclar, disolver y romper rápidamente los aglomerados de pigmentos. El eje cónico está soportado mediante rodamientos de bolas, los elementos de mezcla tienen una conexión de tornillo. Para mayor seguridad de funcionamiento, se ha instalado una jaula protectora alrededor del elemento mezclador.

## S 50 N - W 80 SMK Cabezal mezclador de chorro

Para acortar los tiempos de mezcla y disolución. El flujo vertical y la alta velocidad tangencial, de hasta 10000 rpm, garantizan una mezcla intensiva. El cabezal se utiliza para añadir gases o líquidos, para la suspensión sin grumos de polvos difusiles de disolver o para disolver sustancias sedimentadas y acrecidas.

## S 50 N - W 65 SK Cabezal de corte

Para triturar trozos grandes (hasta 50 mm) de materiales fibrosos, como materia vegetal, verduras y frutas.

Tipo	Volumen de trabajo mín. l	Volumen máx. de trabajo l	Volumen de trabajo	Ø Estator mm	Ø Rotor mm	Mín. Profundidad de inmersión mm
R 50	0,25	30	0,25 ... 30 l		40	50
S 50 N - W 80 SMK	1	50	1 ... 50 l	80	34	140
S 50 N - W 65 SK	1	10	1 ... 10 l	65	55	80