

# Prensas de laboratorio MP250

MP250, con manómetro, se utiliza en el análisis RFA para formar comprimidos de 32 mm o 40 mm de diámetro.

Presión: 1 ... 25 t  
Resolución: 0,5 t  
Altura libre máx.: 185 mm  
Ø Cilindro: 107 mm  
Dimensiones (An x L x Alt): 370 x 300 x 497 mm  
Peso: 51 kg

Tipo	Presión mínima t	Presión máx. t	Pantalla	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Contenido ud. Embalaje	Código
MP250	1	25	Analógico	370	300	497	1	6.290 216

Zubehör:  
Accesorios para prensas de laboratorio / Maassen

Alternativen:  
Prensas de laboratorio MP150 / Maassen