

# Piezas adicionales del lavador de gas, PTFE

Se adaptan a frascos con roscas GL 45 o GLS 80 y un volumen de 100 hasta 5000 ml. Los accesorios para el lavado de gas constan de un cuerpo o elemento base de PTFE con tapón roscado, así como de 2 tubos roscados laterales GL. Dos distribuidores de gas PTFE son también parte del material suministrado así como un tubo ascendente FEP con 300 mm de longitud, que puede ser acortado sin problemas por el usuario a la longitud deseada. Puesto que el medio solamente está en contacto con PTFE y FEP se garantiza una resistencia química casi universal. El detalle especial: El tapón de rosca se puede desplazar independientemente del cuerpo base y la unidad completa se puede separar o aflojar sin desmontar el frasco.

Conexión	Rosca	Material	Contenido ud.	Embalaje	Código
Conexión de manguito	GL45	PTFE	1		9.110 310
Conexión de manguito	GLS80	PTFE	1		9.110 311