

Puntas de filtro, estériles, extra largas

Puntas de pipeta transparentes con filtro.

- Libres de DNasa, RNasa y pirógenos
- Graduadas

Con graduación: Sí
Paquete: 50 x gradilla de 96
Estéril: Sí

Capacidad	Capacidad mín. µl	Capacidad máx. µl	Libre de RNasa/DNasa	Sin pirógenos	Contenido ud. Embalaje	Código
0,5 ... 10 µl	0,5	10,0	Sí	Sí	4800	4.680 02
100 ... 1.000 µl	100,0	1000,0	Sí	Sí	4800	4.681 07