

[LLG] Electroodos de referencia de pH InLab Reference

Electrodo de referencia con sistema de referencia ARGENTHAL[®]; y cabezal de enchufe S7.

Sensor de temperatura:

sin

Electrolito:

KCl 3 mol/l

Enchufe:

Cabezal de conexión S7

Ø eje:

12 mm

Longitud del eje:

120 mm

Tipo	Temperatura máx. °C	Temperatura	Diafragma	Material del eje	Contenido ud. Embalaje
InLab Reference	100	0 ... 100 °C	Cerámica	Vidrio	1
InLab Reference Plus	60	0 ... 60 °C	Funda de PTFE móvil	Vidrio	1
InLab Reference Flow	130	0 ... 130 °C	3 x Cerámica	Vidrio	1