

[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona

Para todo tipo de esmerilado de vidrio. Transparente, resistente al agua, lavable con agua y soluble en agua. Tiene prácticamente la misma consistencia entre -30 y 200°C, no se solidifica. Es compatible con la mayoría de los elastómeros. Tubo de 80 g.

Resistencia a la temperatura: -30 ... 200 °C
Libre de silicona: Sí

Peso g	Resistencia mín. a la temperatura °C	Resistencia máx. a la temperatura °C	Contenido ud. Embalaje	Código
80	-30	200	1	9.116 950

Alternativen:

Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath

Grasa para juntas rotativas, sin silicona, Alsirol / J.P. Pállath