

Cierres de originalidad, PP

De PP para frascos de laboratorio con rosca DIN ISO 4796
Dimensiones (ØxH): 66 x 38 mm
Material: PP
Color: azul
Resistencia a la temperatura: 140 °C

Rosca	Junta de estanqueidad	Ø mm	Altura mm	Resistencia máx. a la temperatura °C	Autoclavable	Contenido ud. Embalaje
GL 45	Burlete	66	38	140	Sí	1
GL 45	Silicona, recubrimiento de PTFE	66	38	140	Sí	1