

# Caja con guantes, PMMA/PE

Marco de aluminio con paneles de vidrio acrílico (PMMA), base de la caja de polietileno. En el panel frontal dispone de 2 orificios con un par de guantes de caucho natural talla 9. En la parte superior derecha e izquierda de la parte trasera dispone de dos conexiones para conectar cables. Incluyedos conectores de manguera de gas y aireación y los tubos apropiados. La caja de guantes puede ir sin cámara de transferencia con 1 tubo de PVC x 5m para el gas y 1 x 5m tubo PE de aireación o con cámara de transferencia con 2 tubos de PVC x 5m para el gas y 2 x 5m de tubo de PE de aireación.

Tipo	Dimensiones exteriores (L x An x Alt) mm	Peso kg	Contenido ud. Embalaje	Código
Caja de guantes	890 x 600 x 700	14	1	6.267 157
Caja de guantes con cámara de transferencia	1210 x 600 x 700	20	1	6.258 807

## Zubehör:

Guantes antiestáticos para caja de guantes, EPDM / Bohlender  
Guantes para caja de guantes, caucho natural / Bohlender

## Alternativen:

Caja con guantes Mini, PMMA / Bohlender  
Caja de guantes Pure, PMMA / Bohlender  
Caja de guantes Air Stream, PMMA / Bohlender  
Caja de guantes Vitrum, vidrio de borosilicato 3.3 / Bohlender  
[LLG] Auto Guantera, PMMA/PE / Bohlender