

Recipientes de reacción, cilíndricos, con camisa termostática

- Con graduación
- Brida de laboratorio LF
- Con ranura
- Con fondo plano
- Con dos conectores con rosca GL 14 o GL 18
- De tubo DURAN[®]

Otros tamaños bajo pedido.

Material: Tubo DURAN[®]
 Con camisa: Sí

Capacidad nominal ml	Rosca	Ø int. mm	Ø ext. mm	Ø brida exterior mm	Altura int. mm	Altura total mm	Forma	Forma del fondo	Con
100	GL 14	60	90	60	115	135	Cilíndrico	plana	1
250	GL 14	60	90	60	170	190	Cilíndrico	plana	1
500	GL 14	60	90	60	255	275	Cilíndrico	plana	1
250	GL 18	93	130	100	140	160	Cilíndrico	plana	1
500	GL 18	93	130	100	155	180	Cilíndrico	plana	1
1000	GL 18	93	130	100	220	245	Cilíndrico	plana	1
2000	GL 18	93	130	100	350	375	Cilíndrico	plana	1
3000	GL 18	150	190	100	285	325	Cilíndrico	plana	1
4000	GL 18	150	190	100	340	380	Cilíndrico	plana	1
2000	GL 18	150	190	150	225	265	Cilíndrico	plana	1
3000	GL 18	150	190	150	280	320	Cilíndrico	plana	1
4000	GL 18	150	190	150	335	375	Cilíndrico	plana	1
5000	GL 18	150	190	150	390	430	Cilíndrico	plana	1
6000	GL 18	150	190	150	445	485	Cilíndrico	plana	1

Alternativen:

Recipientes de reacción, cilíndricos, con camisa termostática y válvula de descarga / Lenz-Laborglas