

Bidones Nalgene®; LDPE

Con llave de paso y tapón de rosca de PP. A prueba de fugas, con asas de hombro. Para almacenar agua destilada, reactivos y ácidos. Tamaños de tapón: para botella de 4 L 38 mm, 83 B (83 mm) para el resto. La abertura también admite tapones con una altura de 36 mm y un diámetro superior/inferior de 74/62 mm.

Tamaño del tapón: 38-430 mm
Con llave de paso: Sí
Color: blanco

Capacidad nominal l	Ø apertura mm	Ø mm	Altura mm	Dimensiones (ØxH)	Tipo de cierre	Con asa	Material	Autoclavable	C
4	26	154	335	154 x 335 mm	Tapón de rosca	Sí	LDPE	No	1
10	64	250	389	250 x 389 mm	Tapón de rosca	Sí	LDPE	No	1
20	64	286	528	286 x 528 mm	Tapón de rosca	Sí	LDPE	No	1
25	64	287	594	287 x 594 mm	Tapón de rosca	Sí	LDPE	No	1
50	64	379	678	379 x 678 mm	Tapón de rosca	Sí	LDPE	No	1