

Frascos graduados de boca estrecha, PE

PE. Doble sellado, con tapa de inserto para asegurar la estanqueidad del cierre. El hombro inclinado reduce los depósitos de residuos. A prueba de fugas. Los puntos de marcado en el hombro y en la tapa garantizan un cierre a prueba de manipulaciones. Con tapa de fácil agarre. Adecuado para productos alimenticios de acuerdo con el Reglamento (CE) nº 10/2011.

Capacidad nominal ml	Material	Graduación ml	Tipo de cierre	Apto para alimentos	Contenido ud. Embalaje	Código
50	PE	10	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 444
125	PE	20	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 445
250	PE	25	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 446
500	PE	50	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 447
1000	PE	100	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 448
2000	PE	100	Tapón de rosca	Sí	1	9.102 449