

# Areómetro para aceites minerales

Con termómetro de -10 a +60 °C.  
Calibrable.  
Temperatura de referencia +15 °C.  
División:  
Longitud:  
Temperatura:  
Temperatura de referencia:  
Con termómetro:

0,001 g/cm³  
390 mm  
-10 ... 60 °C  
15 °C  
Sí

| Valor medido mín.<br>g/cm³ | Valor máx. medido<br>g/cm³ | Intervalo medido      | Temperatura mínima<br>°C | Temperatura máx.<br>°C | Calibrable |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|------------|
| 0,61                       | 0,7                        | 0,610 ... 0,700 g/cm³ | -10                      | 60                     | Sí         |
| 0,68                       | 0,77                       | 0,680 ... 0,770 g/cm³ | -10                      | 60                     | Sí         |
| 0,75                       | 0,84                       | 0,750 ... 0,840 g/cm³ | -10                      | 60                     | Sí         |
| 0,82                       | 0,91                       | 0,820 ... 0,910 g/cm³ | -10                      | 60                     | Sí         |
| 0,89                       | 0,99                       | 0,890 ... 0,990 g/cm³ | -10                      | 60                     | Sí         |

Alternativen:  
Areómetro, según Dr. Ammer / GECO Gering  
Areómetro, para lechada de cal Ca(OH)<sub>2</sub> / GECO Gering  
Areómetro, según Bischoff / GECO Gering