

# Bureta automática, SILBERBRAND, clase B

Con tapón de PTFE, de fácil desmontaje y limpieza. Reparación simple - todos los componentes son reemplazables. Vidrio de borosilicato 3.3, con llave de paso de PTFE desechable. Tolerancias según clase B, DIN EN ISO 385.

Calibrado para entregar (TD, Ex).

Material suministrado: Cero automático (tubo de PVC, transparente). Raya de Schellbach. Con soporte de bureta, placa base y botella de 1000 ml (PE).

## Soportes, pinzas y fuelle para bureta se solicitan por separado

Clase de precisión:

B

Volumen nominal botella:

1000 ml

Volumen nominal bureta ml	División ml	Tolerancia ±-ml	Estándar	Material de la llave de paso	Altura total mm	Material	Con tira
10	0,05	0,05	DIN EN ISO 385	Tapón de PTFE	445	Boro 3.3	Sí
25	0,10	0,08	DIN EN ISO 385	Tapón de PTFE	520	Boro 3.3	Sí
50	0,10	0,1	DIN EN ISO 385	Tapón de PTFE	730	Boro 3.3	Sí

## Zubehör:

Soporte para bureta, para bureta automática / BRAND

Tubo de repuesto para bureta automática compacta / BRAND

Botellas de boca estrecha, LDPE, para bureta automática / BRAND

Tubos de bureta de repuesto, boro 3.3, para buretas automáticas, BLAUBRAND® / BRAND

Tapón para bureta automática / BRAND

[LLG] Puntas de bureta para bureta automática / BRAND

Tubos de bureta para la bureta compacta / BRAND