

Titulador autom´tico TitroLine^{®} 5000, con agitador magnético TM

Material de suministro: Unidad b´sica, con unidad de dosificaci&ocute;n de 50 ml ensamblada y lista para usar TZ 3160 con mangueras, accesorios y punta de titulaci&ocute;n, controlador TZ 3880, pinza de titulaci&ocute;n Z 305, varilla de soporte TZ 1748 agitador magnético TM 50 y fuente de alimentaci&ocute;n 100-240 V, electrodo de combinaci&ocute;n de pH A 7780 NTC30 DIN N, juego de tampones

Precisi&ocute;n de la dosificaci&ocute;n: 0,15 R%
Rango de pH: -3,0 ... 17,00
Precisi&ocute;n pH: $\pm 0,05$
Rango mV: -1900 ... 1900
Precisi&ocute;n del rango de mV: $\pm 1,0 \pm 1$ Digit
Temperatura: -30 ... 115 $^{\circ}$ C
Dimensiones (An x L x Alt): 135 x 205 x 310 mm
Peso: 2 kg
Fuente de alimentaci&ocute;n: 100 ... 240 V, 50/60 Hz

Tipo	Volumen de dosificaci&ocute;n ml	Temperatura mínima $^{\circ}$ C	Temperatura m´s. $^{\circ}$ C	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Con
TL 5000/50 M2	50	-30	115	135	205	310	1

Zubehôr:
Accesorios para TITRONIC^{®} / TitroLine^{®} / Xylem Analytics Germany (SI)