

Escurridor LaboPlast[®], PVC

Las varillas estables se colocan individualmente en los orificios de la rejilla de escurrido y se encajan. Pueden cambiarse de posición en cualquier momento.

Material de suministro:

Rejilla de escurrido incl. juego de montaje mural (tornillos, tacos)

Material: PVC
Color: blanco

Profundidad mm	Altura mm	Ancho mm	Dimensiones (An x L x Alt)	Número de barras	Contenido ud. Embalaje	Código
141	400	400	400 x 141 x 400 mm	33	1	9.003 344
141	500	500	500 x 141 x 500 mm	53	1	9.003 355
141	600	600	600 x 141 x 600 mm	77	1	9.003 366

Zubehör:

Varillas para escurridores LaboPlast[®] / B]rkle

Alternativen:

Escurridor, PS / Kartell S.p.A.

Escurridores, alambre recubierto de PE / W]rtt. Drahtwarenfabrik