

Plataformas ajustables, acero inoxidable

Las barras de sujeción ajustables se adaptan a diferentes tipos de recipientes. La bandeja base tiene una superficie de goma antideslizante. Los portaenvases grandes son ideales para contenedores de muestras grandes como bombonas, jarras y botellas.

Descripción	Ancho mm	Longitud mm	Altura mm	Contenido
Con 4 barras para agitadores analógicos/digitales de 16 kg	460	460	140	1
Con 4 barras para agitadores analógicos/digitales de 23 kg	460	610	140	1
Portaenvase grande con 4 barras para agitadores analógicos/digitales de 23 kg	760	460	350	1
Portaenvase grande con 4 barras para agitadores analógicos/digitales de 45 kg	610	610	360	1
Portaenvase grande con 5 barras para agitadores analógicos/digitales de 68 kg	910	610	360	1
Barra de rodillos para agitadores analógicos/digitales de 16 kg y 23 kg		457		1
Barra de rodillos para agitadores analógicos/digitales de 45 kg y 68 kg		610		1