

Papel de filtro plegado, cualitativo, tipo MN 615 $\frac{1}{4}$; , redondo

Semirrido, liso.

Para determinaciones de grasa, libre de grasas y resinas. Residuo soluble en agua:

<0,1 mg para filtros de 270 mm de diámetro.

Espesor: 0,16 mm

Velocidad de filtración: 22

Tipo	Ø mm	Max. Velocidad de filtración	Tipo de análisis	Forma	Contenido ud.	Embalaje	Código
MN 615 $\frac{1}{4}$	55,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 500
MN 615 $\frac{1}{4}$	70,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 501
MN 615 $\frac{1}{4}$	90,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 502
MN 615 $\frac{1}{4}$	110,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 503
MN 615 $\frac{1}{4}$	125,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 504
MN 615 $\frac{1}{4}$	150,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 505
MN 615 $\frac{1}{4}$	185,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 506
MN 615 $\frac{1}{4}$	240,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 507
MN 615 $\frac{1}{4}$	270,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 508
MN 615 $\frac{1}{4}$	320,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 509
MN 615 $\frac{1}{4}$	385,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 510
MN 615 $\frac{1}{4}$	400,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		4.001 029
MN 615 $\frac{1}{4}$	450,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		4.001 030
MN 615 $\frac{1}{4}$	500,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		9.048 511
MN 615 $\frac{1}{4}$	600,0	22	cualitativo	Filtro plisado	100		4.001 031

Alternativen:

Papel de filtro cualitativo, Grado 593 $\frac{1}{2}$, filtros plegados / Cytiva Europe

Papel de filtro 595, cualitativo, filtros plegados / Hahnemühle FineArt