

Agitador orbital KS 130 basic

Agitador pequeño, silencioso, sin desgaste, con técnica vibratoria óptima, para un peso máximo de agitación de 2 kg.

- Regulación electrónica de las revoluciones y del temporizador
- Indicación digital de las revoluciones y función de temporizador
- Gran surtido de complementos para diversas formas y tamaños de recipientes
- Temporizador 5 a 50 min/continuo

Los complementos no están incluidos. Por favor, solicite aparte los complementos deseados

Carrera de la agitación:	4 mm
Velocidad:	80 ... 800 1/min
Carga máx.:	2 kg
Dimensiones (An x L x Alt):	270 x 316 x 98 mm
Temperatura ambiente admisible:	5 ... 50 °C
Peso:	8,8 kg
Potencia nominal:	45 W
Fuente de alimentación:	220 ... 240 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP):	IP 21

Tipo	Tipo de movimiento	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Pantalla	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Temperatura ambiente mín. ac. °C
KS 130 basic	Giratorio	80	800	Escala	270	316	98	5
KS 130 basic	Giratorio	80	800	Escala	270	316	98	5
KS 130 basic	Giratorio	80	800	Escala	270	316	98	5

Zubehör:

Accesorio para agitador orbital KS 130 / IKA-Werke
Pinzas para agitadores e incubadores de agitación IKA / IKA-Werke
Soporte de pinzas de sujeción AS 130.2 / IKA-Werke

Alternativen:

Agitador pequeño VXR basic Vibrax® / IKA-Werke
Agitador circular KS 130 control / IKA-Werke
Agitador circular KS 501 digital / IKA-Werke
Agitador orbital, KS 260 basic / IKA-Werke