

Bases de soporte

Acero lacado con acabado verde, agujero de rosca M10 en un lado corto, 1 pie ajustable.
Según la norma DIN 12892. Los soportes de laboratorio se suministran sin varilla de soporte. Seleccione la varilla adecuada entre las "varillas de soporte".

Material: Acero

Ancho mm	Profundidad mm	Dimensiones (An x L)	Espesor mm	Peso g	Tipo de recubrimiento	Contenido ud. Embalaje	Código
100	180	100 x 180 mm	6	800	Lacado	1	6.900 197
130	210	130 x 210 mm	6	1300	Lacado	1	6.077 706
160	250	160 x 250 mm	6	2000	Lacado	1	6.077 369
150	300	150 x 300 mm	6	2200	Lacado	1	6.072 019
200	315	200 x 315 mm	6	3000	Lacado	1	9.224 041
130	210	130 x 210 mm	8	1800	Lacado	1	9.224 042
160	250	160 x 250 mm	8	2600	Lacado	1	9.224 043
200	315	200 x 315 mm	8	4000	Lacado	1	9.224 044
200	315	200 x 315 mm	10	5000	Lacado	1	9.224 045

Zubehör:

Nueces para bases de soporte / BOCHEM Instrumente

Varillas de soporte de acero inoxidable 18/10, sin rosca / BOCHEM Instrumente

Varillas soporte de acero galvanizado, sin rosca / BOCHEM Instrumente

Alternativen:

Placas soporte acero 18/10 / BOCHEM Instrumente