

Puntas de pipeta PIPETMAN®; DIAMOND Tips, EASYPACK®;

Las bolsas están equipadas con un cierre de seguridad de sellado rápido.

Capacidad	Capacidad mín. µl	Capacidad máx. µl	Longitud mm	Paquete	Material	Autoclavable	Contenido ud. Em
0,1 ... 10 µl	0,1	10,0	30,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
0,1 ... 20 µl	0,1	20,0	45,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
2 ... 200 µl	2,0	200,0	51,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
10 ... 300 µl	10,0	300,0	51,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
100 ... 1.000 µl	100,0	1000,0	66,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
50 ... 1.200 µl	50,0	1200,0	84,0	5 x bolsa de 200	PP	Sí	1000
500 ... 5.000 µl	500,0	5000,0	104,0	3 x bolsa de 334	PP	Sí	1002
1.000 ... 10.000 µl	1000,0	10000,0	160,0	4 x bolsa de 50	PP	Sí	200

Zubehör:

Cestas vacías para ECOPACK™ y EASYPACK™. /