

Cápsulas de evaporación, vidrio de cuarzo

- DIN 12336
- Con pico y base plana

Material:	Vidrio de cuarzo						
Capacidad nominal ml	Ø mm	Altura mm	Dimensiones (ØxH)	Con pico	Estándar	Contenido ud. Embalaje	Código
10	40	18	40 x 18 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 110
15	50	25	50 x 25 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 111
45	60	30	60 x 30 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 112
60	70	35	70 x 35 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 113
90	80	45	80 x 45 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 114
170	95	55	95 x 55 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 115
320	115	65	115 x 65 mm	Sí	DIN 12336	1	9.000 116
600	140	80	140 x 80 mm	Sí	DIN 12336	1	7.400 417
45	60	30	60 x 30 mm	No	DIN 12336	1	6.283 464

Alternativen:

- Cápsulas para evaporación, DURAN® / DWK Life Sciences
- Cápsulas de evaporación, de porcelana, planas / Haldenwanger
- Cápsulas de evaporación, acero 18/10 / BOCHEM Instrumente