

Agitador de hélice para agitadores suspendidos

- Estos agitadores se recomiendan para aplicaciones que requieren una velocidad media o alta
- Para mezclar medios con viscosidad baja hasta media
- Ideal para homogenizar y mezclar en suspensión
- Estos modelos crean un flujo axial

Ø eje agitador: 8 mm
Caudal: axial
Tipo de agitador: Agitador de hélice

Tipo	Ø cabezal agitador mm	Longitud mm	Material	Contenido ud. Embalaje	Código
PR 30	58	400	Acero inoxidable	1	9.816 550
PR 39	75	350	PTFE	1	9.816 561