

Papel de filtro, grado 542

Círculos. Cuantitativo. Endurecido. Sin cenizas. Alta retenciön de precipitados finos.

Tipo	Ø mm	Tipo de análisis	Forma	Contenido ud. Embalaje	Código
542	55,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 500
542	70,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 461
542	90,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 502
542	110,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 503
542	125,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 504
542	150,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 505
542	185,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 506
542	240,0	cualitativo	Filtro redondo	100	9.056 507