

Soluciones tampón LLG-pH

Las soluciones tampón de pH listas para usar ofrecen alta calidad y precisión.

- Tolerancia $\pm 0,01$, probada y certificada a 20 °C
- Número de lote, fecha de caducidad y tabla de datos de dependencia de la temperatura impresos en la etiqueta
- Trazable según NIST (SRM)
- Los pH 9 y 10 no contienen brix

Las fichas de datos de seguridad de estos productos están disponibles en www.llg-labware.com.

Contenido	Contenido ud. Embalaje	Código
1 x Botella de 1.000 ml	1	4.664 603
1 x Botella de 1.000 ml	1	9.041 368
1 x Botella de 1.000 ml	1	6.324 547
1 x Botella de 1.000 ml	1	6.324 542

Alternativen:

Soluciones tampón LLG-pH con código de colores en botellas dispensadoras de doble cuello / LLG Labware

Soluciones tampón LLG-pH con código de colores / LLG Labware