

Agitador circular KS 130 control

-Posicionamiento integrado de posición final (posibilidad de extracción de las muestras automatizada por robot)

Carrera de la agitación: 4 mm
Velocidad: 80 ... 800 1/min
Carga máx.: 2 kg
Dimensiones (An x L x Alt): 270 x 316 x 98 mm
Temperatura ambiente admisible: 5 ... 50 °C
Peso: 9,8 kg
Potencia nominal: 45 W
Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
Grado de protección (IP): IP 21

Tipo	Tipo de movimiento	Velocidad mín. 1/min	Velocidad máx. 1/min	Pantalla	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Temp ambie mín. °C
KS 130 control	Giratorio	80	800	Digital	270	316	98	5
KS 130 control	Giratorio	80	800	Digital	270	316	98	5
KS 130 control	Giratorio	80	800	Digital	270	316	98	5

Zubehör:

Accesorio para agitador orbital KS 130 / IKA-Werke
Pinzas para agitadores e incubadores de agitación IKA / IKA-Werke
Soporte de pinzas de sujeción AS 130.2 / IKA-Werke

Alternativen:

Agitador orbital KS 130 basic / IKA-Werke
Agitador pequeño VXR basic Vibrax® / IKA-Werke
Agitador circular KS 501 digital / IKA-Werke
Agitador orbital, KS 260 basic / IKA-Werke