

Lámina de sellado PARAFILM[®] M

Se estira hasta el 200 % de su tamaño normal y se adapta casi siempre a cualquier forma y superficie irregular. PARAFILM[®] M resiste durante 48 h sustancias polares como soluciones salinas, ácidos inorgánicos y bases (después de este tiempo puede volverse frágil).

| Ancho mm | Longitud m | Contenido ud. Embalaje | Código |
|----------|------------|------------------------|-----------|
| 50 | 75,0 | 1 | 9.170 003 |
| 100 | 38,0 | 1 | 9.170 002 |
| 100 | 75,0 | 1 | 9.170 005 |
| 500 | 15,0 | 1 | 9.170 004 |

Zubehör:
Dispensador PARAFILM[®] M, ABS / Heathrow Scientific LLC

Alternativen:
Láminas de sellado, BRAND Seal-R-film[®] / BRAND