

# Adaptadores receptores, con olivas, tubo DURAN<sup>®</sup>, recto

Fabricados a base de tubo DURAN<sup>®</sup>. Conforme a DIN 12594, con esmerilado macho y hembra. Con punta de descarga, conexión de vacío; oliva de vidrio.

Conexión: Oliva de vidrio  
Estándar: DIN 12594  
Forma: Recto

| Núcleo(s) | Manguito(s) | Material                | Contenido ud. Embalaje | Código    |
|-----------|-------------|-------------------------|------------------------|-----------|
| NS14/23   | NS14/23     | Tubo DURAN <sup>®</sup> | 1                      | 9.012 611 |
| NS29/32   | NS29/32     | Tubo DURAN <sup>®</sup> | 1                      | 9.012 621 |

## Zubehör:

Aros de sellado de PTFE para material de vidrio esmerilado / Dr. Dietmar Glindemann  
Manguitos, junta cónica, PTFE / Bohlender  
Manguitos con nervios, PTFE / Bohlender  
Pinzas esmeriladas KECK, POM, para esmerilados cónicos / DWK Life Sciences  
Clips de junta esférica KECK, POM, para juntas esmeriladas esféricas / DWK Life Sciences  
Pinzas de unión esmeriladas para conexiones de manguitos, alambre, acero al cromo-níquel / H W S Hans W. Schmidt  
Clips de unión para conexiones de manguitos de unión cónica, acero inoxidable, Con tornillo de fijación / Lenz-Laborglas  
Grasa de esmerilado K.W.S. / J.P. Pállath  
[LLG] BUDDE - grasa para juntas, sin silicona / Buddeberg  
Frascos de destilación Engler, DURAN<sup>®</sup>, ASTM, con borde reforzado / DWK Life Sciences  
Fluido detector de fugas de gas / Otto Fahsig

## Alternativen:

Adaptadores receptores, con olivas, tubo DURAN<sup>®</sup>, doblado 105° / Lenz-Laborglas