

Auxiliares de pipeteado VITLAB maneus[®]

- operación fácil y sin fatiga, tanto para diestros como para zurdos.
- un cono especialmente diseñado permite el uso de pipetas a partir de 0.1 ml a 100 ml
- la unidad perfectamente equilibrada de la válvula asegura una aspiración rápida sin esfuerzo
- Alto ajuste del menisco
- un filtro reemplazable, hidrofóbico de la membrana protege el interior contra líquidos penetrantes
- totalmente esterizable en autoclave
- Con filtro de membrana de 3 µm y manual

Capacidad mín. ml	Capacidad máx. ml	Contenido ud. Embalaje	Código
0,1	200	1	9.288 205