

Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR TR 3

Limpiador especial, concentrado. Propiedades: pH ácido 3.0 al 1%, dosificación 5%. Basado en: ácido cítrico, surfactantes, sin fosfato. Para: acero, acero inoxidable, metales no ferrosos, preciosos y ligeros, vidrio, cerámica, plásticos, caucho. Elimina: residuos minerales, óxido, grasa, aceites, ceras, pigmentos, residuos de esmerilado, pulido y lapeado. Campo de aplicación recomendado: Baños ultrasónicos

Capacidad l	Forma de suministro	Tipo de embalaje	Característica	Contenido ud. Embalaje	Código
1	Concentrado líquido	Botella	ácido	1	6.802 927
2	Concentrado líquido	Botella	ácido	1	6.301 466
5	Concentrado líquido	Bidón	ácido	1	6.802 537
10	Concentrado líquido	Bidón	ácido	1	9.192 686

Alternativen:

Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR R 27 / Bandelin electronic
Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR J 80 U / Bandelin electronic
Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR R 30 / Bandelin electronic
Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR R 33 / Bandelin electronic
Concentrados para baños de ultrasonidos TICKOPUR R 60 / Bandelin electronic
Concentrados para baños de ultrasonidos TICKOPUR TR 7 / Bandelin electronic
Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR TR 13 / Bandelin electronic
Concentrados para baños ultrasónicos TICKOPUR RW 77 / Bandelin electronic