

# Soportes de filtraci&ocute;n

Placas de PP con varilla est&acute;tica de aluminio (&Oslash; x longitud en mm : 12,7 x 595).

Para 2 o 4 embudos con un di&acute;metro exterior superior de 50 - 120 mm. La altura del soporte se puede regular.

Ø embudo: 50 ... 120 mm  
Material: PP

Número de embudos	Ancho mm	Profundidad mm	Altura mm	Dimensiones (An x L x Alt)	Ø embudo mín. mm	Ø máx. embudo mm	Co
2	250	140	595	250 x 140 x 595 mm	50	120	1
4	450	140	595	450 x 140 x 595 mm	50	120	1

Alternativen:

Soporte para embudo, PP / Kartell S.p.A.

Soportes para embudos LaboPlast®, PP / Bjrkle