

Pesas de calibraci&ocute;n, clase F2

Acero inoxidable, finamente torneado. También está disponible una caja de plástico con soporte de espuma interna. Certificado DAkkS reconocido internacionalmente para todos los pesos disponible a petici&ocute;n.

Clase OIML: F2

Peso g	Tolerancia	Material	Contenido ud. Embalaje	Côdigo
1	0,3 mg	Acero inoxidable	1	6.226 183
2	0,4 mg	Acero inoxidable	1	6.226 184
5	0,5 mg	Acero inoxidable	1	6.227 958
10	0,6 mg	Acero inoxidable	1	6.256 664
20	0,8 mg	Acero inoxidable	1	7.624 371
50	1,0 mg	Acero inoxidable	1	6.227 959
100	1,6 mg	Acero inoxidable	1	6.234 512
200	3,0 mg	Acero inoxidable	1	7.635 661
500	8,0 mg	Acero inoxidable	1	6.253 994
1000	16,0 mg	Acero inoxidable	1	7.627 966
2000	30,0 mg	Acero inoxidable	1	7.627 967
5000	80,0 mg	Acero inoxidable	1	6.256 665

También disponibles: Pesas individuales o juegos de pesas completas en las clases OIML E1 E2 F1 F2 M1 M2 M3.

Zubehôr:

Estuches para pesas individuales Clase M1, M2, M3, F1 y F2 / Kern & Sohn